

LED pomůcka na lifting obličeje

Tento elektrický masážní přístroj tvaru V poskytuje prostřednictvím špičkové technologie světelných vln a mikro vibrací motoru tvarování obličeje. Má vysokofrekvenční vibrace 3500krát za minutu, která účinně zvedá a napíná pokožku a odstraňuje otoky.

Pokyny k produktu

1. Před použitím produktu očistěte obličej a použijte hydratační krém.
2. Stiskněte tlačítko **SWICH** a podržte jej po dobu 1,5 sekundy pro **spuštění**. Stiskněte a podržte po dobu 1,5 sekundy pro **vypnutí**.
3. **Po spuštění** jsou vibrace a světelná vlna **LIGHT WAVE** v pracovním stavu **čekání**.
4. Výchozí rychlostní stupeň pro vibrace při rozběhu je 1 ze 12 rychlostních stupňů. Pro zvýšení rychlostního stupně stiskněte opakovaně tlačítko **GEAR**. Zvýšíte tak o jeden rychlostní stupeň při každém stisknutí. Po nastavení rychlostního stupně stiskněte krátce tlačítko **TIMING** pro nastavení požadované doby vibrací. Pro **ukončení** vibrace stiskněte tlačítko **TIMING** na dobu 1,5 sekundy. Opětovně spustíte krátkým stisknutím.
5. Tlačítko **WAVE** – pět druhů světel, dlouze stiskněte tlačítko světelné vlny na 1,5 sekundy, než světlo zhasne, krátkým stisknutím začnete.
6. **Funkce časování:** pro spuštění krátce stiskněte tlačítko **TIMING**. Je navrženo celkem 15 bodů, resp. čas, 30 minut, 45 minut, zvyšující se s každým stisknutím o 15 minut, na displeji se zobrazí odpovídající číslo, stisknutím na 00 se načasování uvolní/ zruší.

Produkt je navržen pro široký okruh lidí s různými potřebami. Je zde 12 úrovní nastavení síly potřeb pokožky obličeje lidí.

1-3 režim plasticity: vhodné pro osoby s citlivým stresem a tenkou kůžičkou

- 4-5 režim zpevnění:** se používá produkt po dobu 3-5 týdnů u osob se středně namáhanou hypertrofií žvýkacího svalu a dvojitou bradou
- 6-8 režim výtahu:** pro osoby se silným stresem, širokou a plochou čelistí a další osoby pro používání po dobu 3 měsíců
- 9-12** pro osoby, které používají produkt půl roku nebo déle

Připomínka

1. Než začnete produkt používat, očistěte si obličej a dobře pečujte o pleť a hydratujte ji. Je přísně zakázáno infiltrovat kůži, jako je voda, mléko a smetana, do trupu uvnitř těla, aby nedošlo k ovlivnění životnosti produktu.
2. Před použitím upravte obvod, zcela přitáhněte výrobek k obličejí, sílu masáže od nízké po vysokou, lze libovolně upravit.
3. Při nabíjení prosím přeměňte zelený symbol. Po dokončení nabíjení odpojte produkt a vypněte jej včas, aby červený symbol neblikal. Po dokončení nabíjení vypněte.
4. Tento výrobek má funkci časování.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Umístěte na suché a větrané místo, aby nedošlo k nasáknutí vodou.
2. Umístěte jej mimo dosah dětí, aby nedošlo k pádu nebo bočnímu nošení.
3. V případě brnění, zarudnutí a otoku přestaňte používat nebo se poradte s dermatologem.

Tento produkt je vhodný pro dospělé ve věku 18-60 let. Nepoužívejte produkt za následujících okolností.

1. Nelze jej použít s jinými lékařskými elektronickými přístroji, jako je kardiostimulátor a EKG kardiální bypass atd.
2. Abnormální kožní alergie, srdeční onemocnění, hypertenze, zhoubný nádor, epilepsie,
 - a. Pacienti s epilepsií, rakovinou, cerebrovaskulárním onemocněním, střevním krvácením, cirhózou jater atd.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud se nachází v blízkosti nástroje, který může vyzařovat krátké vlny nebo mikrovlnné trouby.

4. Nepoužívejte s poruchou kožní intuice nebo s alergií na teplo.
5. **Lze používat déle než půl roku. Před použitím se poradte s lékařem.**

Parametry produktu

Název produktu: masážní přístroj na obličej

Model: V80

Napětí: 1 A

Výkon: 5 W